

U 403

Rek

voor het optimaal reinigen van bestek.



- Fijnmazige bodem
- Ook geschikt voor ijsbekers
- Zonder bestekbakken

EAN: 4002516854500 / Materiaalnummer: 12654520 /  
Oud Materiaalnummer: 67640302D

#### Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

#### Accessoires bij apparatuur

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Productcategorie

Bestekrek

•

Rek voor pannen/kommen etc.

•

#### Producteigenschappen

Materiaal

Draad, gerilsaneerd

Kleur

Wit

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

180

Buitenmaat, brutobreedte in mm

520

Buitenmaat, brutodiepte in mm

610

Nettogewicht in kg

1,85

Brutogewicht in kg

2,88