


U 600

Rekdrager

voor het optimaal plaatsen van EN-reservoirs met een afmeting van 400 x 600 mm.



EAN: 4002516854425 / Materiaalnummer: 12663050 /

Oud Materiaalnummer: 67660002D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PTD 704

•

Productcategorie

Lafette/rekdrager

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

180

Buitenmaat, brutobreedte in mm

520

Buitenmaat, brutodiepte in mm

610

Nettogewicht in kg

1,72

Brutogewicht in kg

2,78