

E 168

Bestekkorf

voor het optimaal plaatsen van bestek.



- Te gebruiken in bistrorek U 407
- 4 vakken

EAN: 4002516854401 / Materiaalnummer: 12663110 /
Oud Materiaalnummer: 67616802D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8164	•
PTD 701	•
Productcategorie	
Inzet voor bestek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Aantal vakken	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	85
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	275
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,61