


KT 500

voor het plaatsen van korven 50 x 50 cm.



- Nodig voor PG 8172 met oude Miele-tafel (G 720/21)
- De korfsteun wordt in plaats van standaard korfsteunen gebruikt

EAN: 4002516854333 / Materiaalnummer: 12663120 /
Oud Materiaalnummer: 67850003D

Productcategorisatie	
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	620
Buitenmaat, brutodiepte in mm	815
Nettogewicht in kg	2,62
Brutogewicht in kg	4,16