

KTU 530

Ombouwset

voor het plaatsen van korven 53 x 53 cm.



- Bestaand uit 2 RVS steunen
- Voor het aanpassen van de standaard korfhouders in de PG 8172

EAN: 4002516854883 / Materiaalnummer: 12663420 /
Oud Materiaalnummer: 67853005D

Productcategorisatie	
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	750
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,10