


A 103

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Beladingshoogte 95 mm, breedte 505 mm, -diepte 472 mm
- Zeer geschikt voor de behandeling van DIN-zeefschalen
- Ook geschikt voor ander vaatwerk met een geringe hoogte
- Te gebruiken in combinatie met wagen A 202
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002516855040 / Materiaalnummer: 12664750 /

Oud Materiaalnummer: 69610302D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	95
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	133
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	4,18
Brutogewicht in kg	4,64