


A 104

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van instrumenten uit de MIC, artroscopie en urologie.



- Rechter zijkant voor het plaatsen van 11 holle instrumenten
- Extra Luer-Lock-aansluitingsplekken voor holle instrumenten
- Met sproeiarm: zeefschalen op de onderste wagen

EAN: 4002516854807 / Materiaalnummer: 12664810 /
Oud Materiaalnummer: 69610401D

Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

Productcategorie

Rek voor MIC-instrumenten

•

Injectorek

•

Bovenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Toepassing

Herverwerking van MIC-instrumenten

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

1

Holle instrumenten [aantal]

11

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

332

Buitenmaat, nettobreedte in mm

528

Buitenmaat, nettodiepte in mm

526

Buitenmaat, brutohoogte in mm

420

Buitenmaat, brutobreedte in mm

533

Buitenmaat, brutodiepte in mm

594

Nettogewicht in kg

4,86

Brutogewicht in kg

6,89