


A 105/1

Bovenrek

in hoogte verstelbaar, geen inspueters, voor het plaatsen van instrumenten.



- Rechterkant: 22 injectorplaatsen
- Linkerzijde voor het plaatsen van inzetten
- Actieve binnendroging van holle instrumenten
- Actieve binnendroging van hand- en hoekstukken
- Filterbuis A 800 is te gebruiken in beide injectoreenheden

EAN: 4002516854814 / Materiaalnummer: 12664820 /

Oud Materiaalnummer: 69610502D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,87
Brutogewicht in kg	5,56
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
A 838 sleutelset [aantal]	1