

A 846

Inspuiter

met steun, voor het reinigen van laboratoriumflessen en rondkolf.



- Voor laboratoriumflessen tot 10 l en rondbodemkolven tot 6 l
- Lengte inspuiter: 127 mm, lengte inspuiter met houder: 158 mm
- Ø sproeier: 10 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516855088 / Materiaalnummer: 12665100 /

Oud Materiaalnummer: 69684601D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

SlimLine-laboratoriumspoelmachines

•

Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen

•

SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

Productcategorie

Inspuiter

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Rubber, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart, grijs

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

158

Buitenmaat, nettobreedte in mm

110

Buitenmaat, nettodiepte in mm

110

Buitenmaat, brutohoogte in mm

160

Buitenmaat, brutobreedte in mm

145

Buitenmaat, brutodiepte in mm

265

Nettogewicht in kg

0,23

Brutogewicht in kg

0,38