

A 861
Rooster
voor injectormodule A 301/4 en A 301/5.



- Indeling: 3 x 6 velden
- Kan op de injectormodule A 301/4 en A 301/5 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516854876 / Materiaalnummer: 12665440 /
Oud Materiaalnummer: 69686101D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Productcategorie

Overige inzetrekken/overige modules	•
-------------------------------------	---

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	18
Breedte van de vakken in mm	74
Lengte van de vakken in mm	74
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
--	---

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm	80
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	0,59
Brutogewicht in kg	0,94