


A 862 Rooster voor injectormodule A 302/2 en A 302/3.



- Indeling: 4 x 8 velden
- Kan op de injectormodule A 302/2 en A 302/3 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Met rilsan coating

EAN: 4002516854203 / Materiaalnummer: 12665480 /
Oud Materiaalnummer: 69686201D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Productcategorie

Overige inzetrekken/overige modules

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	32
Breedte van de vakken in mm	56
Lengte van de vakken in mm	52
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	250
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,80