

A 150

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van injectormodules of inzetrekken.



- Onderrek met twee moduleaansluitingen
- Voor het plaatsen van 2 injectormodules of inzetten
- Automatische afsluiting wateraansluiting indien buiten gebruik
- Beladingsmaten: breedte 494, lengte 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materiaalnummer: 12666330 /

Oud Materiaalnummer: 69615001D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Productcategorie

Rek met modulekoppeling

•

Onderrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van pipetten/injectieflacons

•

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Herverwerking van butyrometers

•

Herverwerking van maatcilinders

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

154

Buitenmaat, nettobreedte in mm

529

Buitenmaat, nettodiepte in mm

546

Buitenmaat, brutohoogte in mm

175

Buitenmaat, brutobreedte in mm

545

Buitenmaat, brutodiepte in mm

565

Nettogewicht in kg

2,63

Brutogewicht in kg

3,29