

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



- Installatiehoogte afhankelijk van gekozen bovenrek
- Beladingsbreedte 490 mm, -diepte 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materiaalnummer: 12666340 /

Oud Materiaalnummer: 69615101D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Herverwerking van ademluchttoestellen	•

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



EAN: 4002516853992 / Materiaalnummer: 12666340 /

Oud Materiaalnummer: 69615101D

Herverwerking van volgelaatsmaskers

•

Herverwerking van draagframe voor
ademhalingsbeschermingsmiddelen

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

2

SPRI-zeefschalen [aantal]

1

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

120

Buitenmaat, brutobreedte in mm

545

Buitenmaat, brutodiepte in mm

535

Nettogewicht in kg

1,84

Brutogewicht in kg

2,40