


A 201

Wagen

voor het optimaal plaatsen van anesthesie-sets.



- 8 injectoren met geveerde oplegging, voor ademslangen tot 1,5 mm
- Opslag op spoel
- 15 inspuisers voor intubatiemateriaal

EAN: 4002516854005 / Materiaalnummer: 12667090 /

Oud Materiaalnummer: 69620101D

Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

Accessoires bij apparatuur

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Productcategorie

Wagen voor anesthesie-instrumenten

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

AN-sets [aantal]

3

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

790

Buitenmaat, brutobreedte in mm

715

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

8,97

Brutogewicht in kg

10,27

Meegelerde verpakking

E 430/1 1/3 zeefschalen [aantal]

1

E 431 inspuiter voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]

1

E 432 houder voor harmonica-beademingsslangen [aantal]

1

E 433 houder voor siliconen beademingsslangen [aantal]

2

E 434 houder voor kinderbeademingsslangen [aantal]

1

E 466 inspuiter 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]

6

E 496 inspuiter 4 x 120 mm [aantal]

15