

A 202

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-zeefschalen.



- Geschikt voor 4 DIN-zeefschalen op 2 niveaus
- Bevestigingsframe: uitneembaar voor behandeling hoog spoelgoed
- 6 extra aansluitmogelijkheden met Luer-Lock-verbindingen
- Met geïntegreerde sproeiarm
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002516854043 / Materiaalnummer: 12667130 /

Oud Materiaalnummer: 69620201D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8592

•

PG 8593

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Wagen voor inzetrekken

•

Wagen voor zeefschalen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Herverwerking van OK-instrumenten

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

4

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

223

Buitenmaat, nettobreedte in mm

529

Buitenmaat, nettodiepte in mm

542

Buitenmaat, brutohoogte in mm

270

Buitenmaat, brutobreedte in mm

570

Buitenmaat, brutodiepte in mm

550

Nettogewicht in kg

6,04

Brutogewicht in kg

6,76