


E 103/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 75 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 75 mm)
- Verdeeld in 6 vakken
- De maaswijdte bedraagt 8 x 8 mm
- Inclusief deksel A 13


EAN: 4002516854104 / Materiaalnummer: 12667340 /
Oud Materiaalnummer: 69510303D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Behandeling van reageerbuisen	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,56

E 103/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 75 mm.



EAN: 4002516854104 / Materiaalnummer: 12667340 /

Oud Materiaalnummer: 69510303D

Brutogewicht in kg

0,73

Meegeleverde verpakking

A 13 Deksel [aantal]

1