


E 105/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 165 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 165 mm)
- Capaciteit inclusief deksel A 13
- De maaswijdte bedraagt 9 x 9 mm


EAN: 4002516853978 / Materiaalnummer: 12667380 /
Oud Materiaalnummer: 69510503D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Behandeling van reageerbuisen	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	212
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	235
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,88

E 105/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 165 mm.



EAN: 4002516853978 / Materiaalnummer: 12667380 /
Oud Materiaalnummer: 69510503D

Brutogewicht in kg

1,15

Meegeleverde verpakking

A 13 Deksel [aantal]

1