

E 139/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 200 mm.



- Geschikt voor reageerbuisjes van max. 12 x 200 mm
- Verdeeld in 6 vakken
- Maaswijdte 9 x 9 mm
- Inzetbaar in onderrek
- Inclusief deksel A 13

EAN: 4002516854036 / Materiaalnummer: 12667390 /

Oud Materiaalnummer: 69513903D

## Productcategorisatie

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |

## Accessoires bij apparatuur

|                        |   |
|------------------------|---|
| G 7825                 | • |
| PG 8527                | • |
| PG 8535                | • |
| PG 8536                | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504                | • |
| PG 8583                | • |
| PG 8583 CD             | • |
| PG 8593                | • |
| PLW 8615               | • |
| PLW 8616               | • |
| PLW 8617               | • |
| PLW 8683               | • |
| PLW 8683 CD            | • |
| PLW 8693               | • |
| PLW 6011               | • |
| PLW 6111               | • |
| PLW 7111               | • |
| PLW 8505               | • |

## Productcategorie

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Inzet/module voor reageerbuisen | • |
|---------------------------------|---|

## Producteigenschappen

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur     | Roestvast staal |

## Toepassing

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Behandeling van reageerbuisen          | • |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |

## Capaciteit

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Reageerbuisen [aantal] | 200 |
|------------------------|-----|

## Afmetingen en gewicht

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettahoogte in mm  | 243  |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 200  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 230  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 245  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 245  |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 265  |
| Nettogewicht in kg             | 1,00 |
| Brutogewicht in kg             | 1,21 |

## Meegeleverde verpakking

|                      |   |
|----------------------|---|
| A 13 Deksel [aantal] | 1 |
|----------------------|---|