

A 204

Wagen

voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Niveau 1: geschikt voor het plaatsen van inzetten
- Niveau 2 rechts: 22 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 links: 11 Luer-Lock-adapters, mannelijk, horizont. slang
- Met geïntegreerde sproeiarm
- Filterbuis A 800 toepasbaar in beide injectoreenheden

EAN: 4002516854821 / Materiaalnummer: 12667790 /
Oud Materiaalnummer: 69620401D

Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

Accessoires bij apparatuur

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Productcategorie

Wagen voor oogheelkundige instrumenten

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Gebruik van een centraalfilter mogelijk

Toepassing

Herverwerking van oogheelkundige instrumenten

Capaciteit

OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]

2-4

Meegeleverde verpakking

E 476 houder [aantal]

1

E 477 aanslag [aantal]

1