

A 207

Wagen

voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Efficiënte behandeling: snelle belading en snelle doorvoer
- Bov. niv.: tot 8 trays voor het plaatsen van holle instrumenten.
- Onderste niveaus: 8 trays liggend voor andere Ophta-instrumenten

EAN: 4002516854210 / Materiaalnummer: 12667800 /  
Oud Materiaalnummer: 69620702D

#### Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

#### Accessoires bij apparatuur

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

#### Productcategorie

Wagen voor oogheelkundige instrumenten

#### Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Gebruik van een centraalfilter mogelijk

#### Toepassing

Herverwerking van oogheelkundige instrumenten

#### Capaciteit

Trays/dienbladen [aantal]

16

OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]

8

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

692

Buitenmaat, brutobreedte in mm

685

Buitenmaat, brutodiepte in mm

685

Nettogewicht in kg

9,58

Brutogewicht in kg

13,32

#### Meegeleverde verpakking

A 311 houder voor trays [aantal]

2

A 800, filterbuis [aantal]

1

A 804, reinigingsborstel [aantal]

1