

A 208

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 8 zeefschalen.



- Hoge capaciteit: gelijktijdige behandeling van 8 DIN-zeefschalen
- 4 extra aansluitmogelijkheden voor holle instrumenten
- Een verwijderbaar niveau vergroot indien nodig de beladingshoogte

EAN: 4002516854494 / Materiaalnummer: 12668770 /
Oud Materiaalnummer: 69620801D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Wagen voor zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van zeefschalen	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	8
Holle instrumenten [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	397
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	546
Buitenmaat, brutohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	9,83
Brutogewicht in kg	11,02