

A 301/4

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – geschikt voor 18 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolf, enz.
- Module zonder injectoren – volgens individuele behoeften
- Tot 18 injectoren
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Sproeierafstand 157 mm in de breedte, 78 mm in de diepte
- Bijzonder geschikt voor A 842 en A 843 (inspuiterdiameter 4 mm)

EAN: 4002516854739 / Materiaalnummer: 12668790 /

Oud Materiaalnummer: 69630106D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	18
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	72
Buitenmaat, nettobreedte in mm	173
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	487
Nettogewicht in kg	0,89
Brutogewicht in kg	1,89