


A 302/2

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – geschikt voor 32 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolf, enz.
- Module zonder injectoren – volgens individuele behoeften
- Tot 32 injectoren
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Sproeierafstand 60 mm in de breedte, 57 mm in de diepte
- Bijzonder geschikt voor A 844 en A 845 (inspuiterdiameter 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materiaalnummer: 12669210 /

Oud Materiaalnummer: 69630204D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals

Inzet voor diverse flessen

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals [aantal] 32

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	72
Buitenmaat, nettobreedte in mm	195
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	1,11
Brutogewicht in kg	1,96