

A 304

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 98 buisjes.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 98 centrifugebuisjes, vials, reageerbuisjes
- De beladingshoogtes variëren al naar gelang de plaatsing
- Steeds 1 stuk inzetbaar in de rekken A 100, A 150 & APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materiaalnummer: 12669230 /

Oud Materiaalnummer: 69630401D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Productcategorie

Inzet/module voor reageerbuisen

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuisen	•

Capaciteit

Ampullen [aantal]	98
-------------------	----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	222
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	150
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	2,30
Brutogewicht in kg	3,15