


A 613

Module

voor een optimale behandeling van volle en meetpipetten.



- Voorzien van 98 injectoren
- Geschikt voor meetpipetten met een volume van 1–50 ml
- Geschikt voor volle pipetten met een volume van 1–100 ml
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516854128 / Materiaalnummer: 12670020 /
Oud Materiaalnummer: 69661301D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij apparatuur

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Inzet/module voor pipetten •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van pipetten/injectieflacons •

Herverwerking van laboratoriumglaswerk •

Capaciteit

Pipetten [aantal]

98

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

194

Buitenmaat, nettobreedte in mm

254

Buitenmaat, nettodiepte in mm

604

Buitenmaat, brutohoogte in mm

217

Buitenmaat, brutobreedte in mm

283

Buitenmaat, brutodiepte in mm

615

Nettogewicht in kg

2,69

Brutogewicht in kg

3,05