

A 620

Injectormodule

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 10 spuitplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 10 sproeiers
- Te gebruiken in de wagen A 503
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516853909 / Materiaalnummer: 12678100 /
Oud Materiaalnummer: 69662001D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals

•

Inzet voor diverse flessen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

•

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

113

Buitenmaat, nettobreedte in mm

133

Buitenmaat, nettodiepte in mm

608

Buitenmaat, brutohoogte in mm

145

Buitenmaat, brutobreedte in mm

150

Buitenmaat, brutodiepte in mm

620

Nettogewicht in kg

1,59

Brutogewicht in kg

1,82