

A 621

Injectormodule

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 20 spuitplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 20 sproeiers
- Te gebruiken in de wagen A 503 en APLW 511
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516855125 / Materiaalnummer: 12678110 /
Oud Materiaalnummer: 69662101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	113
Buitenmaat, nettobreedte in mm	173
Buitenmaat, nettodiepte in mm	608
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	208
Buitenmaat, brutodiepte in mm	645
Nettogewicht in kg	1,93
Brutogewicht in kg	2,27