

E 980

Adapter

voor het optimaal plaatsen van lange holle instrumenten.



- Plaatsing van lange holle instrumenten mogelijk
- Inschroeven diverse sproeikoppen of Luer-Lock-adapters mogelijk

EAN: 4002516853879 / Materiaalnummer: 12678480 /
Oud Materiaalnummer: 69598002D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Toepassing	
Herverwerking van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,05