

A 622

Injectormodule

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 36 injectorplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 36 inspueters
- Te gebruiken in de wagen A 503 en APLW 511
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516854531 / Materiaalnummer: 12678490 /
Oud Materiaalnummer: 69662201D

Productcategorisatie

- | | |
|---|---|
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen | • |

Accessoires bij apparatuur

- | | |
|----------|---|
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |

Productcategorie

- | | |
|--|---|
| Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals | • |
| Inzet voor diverse flessen | • |

Producteigenschappen

- | | |
|---|-----------------|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem | • |

Toepassing

- | | |
|--|---|
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
|--|---|

Capaciteit

- | | |
|----------------------------------|----|
| Glaswerk met nauwe hals [aantal] | 36 |
| Flessen [aantal] | 36 |
| Rondkolven [aantal] | 36 |

Afmetingen en gewicht

- | | |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 113 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 204 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 608 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 145 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 222 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 629 |
| Nettogewicht in kg | 2,22 |
| Brutogewicht in kg | 2,60 |