

A 805

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor speciale instrumenten, chirurgische klemmen (Si)

EAN: 4002516854272 / Materiaalnummer: 12680080 /
Oud Materiaalnummer: 69680502D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotische instrumenten	•
Toepassing	
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	92
Buitenmaat, nettobreedte in mm	41
Buitenmaat, nettodiepte in mm	165
Buitenmaat, brutohoogte in mm	73
Buitenmaat, brutobreedte in mm	163
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Nettogewicht in kg	0,19
Brutogewicht in kg	0,30