

MF 27/28-1

Transferwagen

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Uitgerust met 4 looprollen, 2 daarvan verstelbaar
- Eenvoudige en aangename hantering door afgeronde grepen
- Met beide zijden koppel-/vergrendelbaar aan apparaat, rolband enz
- Inrijhoogte 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Met afneembare lekbak H 70, B 603, D 866 mm

EAN: 4002516853923 / Materiaalnummer: 12680160 /

Oud Materiaalnummer: 69200112D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch •

Accessoires bij apparatuur

PG 8527 •

PG 8528 •

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1050

Buitenmaat, nettobreedte in mm 740

Buitenmaat, nettodiepte in mm 930

Buitenmaat, brutohoogte in mm 1155

Buitenmaat, brutobreedte in mm 800

Buitenmaat, brutodiepte in mm 1200

Nettogewicht in kg 28,00

Brutogewicht in kg 47,60