

UGT 44-60/85

Sokkel, gesloten, met deur
voor het ergonomisch beladen en legen van de machine.



- Met mogelijkheid voor het opbergen van bijv. proceschemicaliën

EAN: 4002516854906 / Materiaalnummer: 12680260 /
Oud Materiaalnummer: 69506002D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•

Accessoires bij apparatuur

PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•

Productcategorie

Inbouw/sokkel	•
---------------	---

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm	468
Buitenmaat, brutobreedte in mm	568
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	18,20
Brutogewicht in kg	19,80