

MC/2

Transferwagen

in hoogte verstelbaar, voor laden en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Uitgerust met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 vastgezet kunnen worden
- 2 niveaus (muldevormig) met duwstang en aansluitplaat

EAN: 4002516853855 / Materiaalnummer: 12680970 /

Oud Materiaalnummer: 69200113D

Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8581

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

1003

Buitenmaat, nettobreedte in mm

600

Buitenmaat, nettodiepte in mm

805

Buitenmaat, brutohoogte in mm

1210

Buitenmaat, brutobreedte in mm

800

Buitenmaat, brutodiepte in mm

1200

Nettogewicht in kg

18,00

Brutogewicht in kg

47,80