

MT

Transportwagens

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Voor het opslaan en transporteren van rekken en inzetten
- Opgedeeld in 4 niveaus, die per 102,5 mm verstelbaar zijn
- Berijdbaar met 4 vast te zetten zwenkwieltjes
- Afmetingen beladen 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Materiaalnummer: 12681000 /
Oud Materiaalnummer: 69200114D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

1985

Buitenmaat, nettobreedte in mm

662

Buitenmaat, nettodiepte in mm

616

Buitenmaat, brutohoogte in mm

920

Buitenmaat, brutobreedte in mm

775

Buitenmaat, brutodiepte in mm

2001

Nettogewicht in kg

23,00

Brutogewicht in kg

37,60