

VE P 2800/01

Patronen voor demineralisatie
voor de optimale waterbehandeling.



- Max. doorstroomcapaciteit: 800 l/u
- Verzadiging meetbaar met ConductivityMeter CM/1
- Max. watertoevoertemperatuur 40 °C – geschikt voor druk van 0,5–10 bar
- Hoogte 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516874027 / Materiaalnummer: 12681040 /
Oud Materiaalnummer: 69431006D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•

VE P 2800/01

Patronen voor demineralisatie
voor de optimale waterbehandeling.



EAN: 4002516874027 / Materiaalnummer: 12681040 /
Oud Materiaalnummer: 69431006D

PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	600
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260
Nettogewicht in kg	18,01
Brutogewicht in kg	19,05

VE P 2800/01

Patronen voor demineralisatie
voor de optimale waterbehandeling.