

A 306/1

Module

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud.



- Geschikt voor 4 1–2 liter meetcilinder hoge vorm
- Geschikt voor 2 1–2 l meetcilinder lage vorm en twee hoge vormen
- Oppervlakte- en contactoppervlakken met rilsan coating
- Meetcilinders kunnen worden verwijderd met module in apparaat
- Max. lengte van de meetcilinder: 500 mm
- Tot maximaal 2 modules in de rekken A 150 en APLW 106 toepasbaar

EAN: 4002516854456 / Materiaalnummer: 12683100 /

Oud Materiaalnummer: 69630602D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Productcategorie

Inzet/module voor meetcilinders	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van maatcilinders	•

Capaciteit

Maatcilinders [aantal]	4
------------------------	---

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	418
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	2,87
Brutogewicht in kg	3,41