

A 307

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 20 OK-klompen tot maat 48.



- Geschikt voor 20 OK-klompen
- Met elk 265 mm lange houders
- Voor gebruik in onderrek A 151
- Behandeling mogelijk van OK-klompen tot maat 48

EAN: 4002516854975 / Materiaalnummer: 12683150 /

Oud Materiaalnummer: 69630701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor OK-schoenen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van OK-schoenen	•
<b>Capaciteit</b>	
OK-schoenen [aantal]	20
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	279
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	290
Buitenmaat, brutobreedte in mm	396
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,52
Brutogewicht in kg	2,01