

A 310

Inzet

voor het optimaal opnemen van 8 OK-schoenen.



- Voor gebruik in de bovenrekken
- Voor het plaatsen van 8 OK-klompen tot maat 41
- Geschikt voor de bovenrekken A 101 en A 102

EAN: 4002516854661 / Materiaalnummer: 12684420 /
Oud Materiaalnummer: 69631001D

Productcategorisatie

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor OK-schoenen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Toepassing

Herverwerking van OK-schoenen

•

Capaciteit

OK-schoenen [aantal]

8

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

100

Buitenmaat, brutobreedte in mm

425

Buitenmaat, brutodiepte in mm

450

Nettogewicht in kg

0,49

Brutogewicht in kg

0,83