

A 500

Wagen

met 1 niveau voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Met A 603 uit te breiden op 2 niveaus

EAN: 4002516855026 / Materiaalnummer: 12684430 /

Oud Materiaalnummer: 69650002D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8615

•

PLW 8615 [Safety]

•

PLW 8616

•

PLW 8616 [Safety]

•

PLW 8617

•

PLW 8617 [Safety]

•

Productcategorie

Wagen voor inzetrekken

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

3

SPRI-zeefschalen [aantal]

2

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

153

Buitenmaat, nettobreedte in mm

650

Buitenmaat, nettodiepte in mm

790

Buitenmaat, brutohoogte in mm

190

Buitenmaat, brutobreedte in mm

655

Buitenmaat, brutodiepte in mm

810

Nettogewicht in kg

6,02

Brutogewicht in kg

7,36