

A 501

Wagen

met 4 niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Met toevoegingen A 601 uit te breiden tot 5 of 6 niveaus

EAN: 4002516855361 / Materiaalnummer: 12684440 /
Oud Materiaalnummer: 69650102D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Productcategorie

Wagen voor inzetrekken

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

18

SPRI-zeefschalen [aantal]

12

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

659

Buitenmaat, nettobreedte in mm

650

Buitenmaat, nettodiepte in mm

710

Buitenmaat, brutohoogte in mm

710

Buitenmaat, brutobreedte in mm

800

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

21,00

Brutogewicht in kg

32,80