

LP 2800/1

Demineralisatiepatroon, leeg
voor het handmatig toepassen van de wegwerphars.



- Max. doorstroomcapaciteit: 800 l/u
- Max. watertoevoertemperatuur 40 °C – geschikt voor druk van 0,5–10 bar
- Hoogte 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516881124 / Materiaalnummer: 12684720 /
Oud Materiaalnummer: 69431806D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•

LP 2800/1

Demineralisatiepatroon, leeg
voor het handmatig toepassen van de wegwerphars.



EAN: 4002516881124 / Materiaalnummer: 12684720 /
Oud Materiaalnummer: 69431806D

PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	620
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	4,46
Brutogewicht in kg	5,11