

A 503

Wagen

zonder niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van modules en inzetten
- Afhankelijk van de hoogte kunnen max. 6 modules worden gebruikt
- Bovenste stang en bovenste stut verwijderbaar

EAN: 4002516854784 / Materiaalnummer: 12685380 /

Oud Materiaalnummer: 69650302D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij apparatuur

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Wagen met modulekoppeling •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal, Kunststof

Kleur Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk •

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 433

Buitenmaat, nettobreedte in mm 790

Buitenmaat, nettodiepte in mm 650

Buitenmaat, brutohoogte in mm 790

Buitenmaat, brutobreedte in mm 715

Buitenmaat, brutodiepte in mm 860

Nettogewicht in kg 11,40

Brutogewicht in kg 22,20