

## A 600 Module

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Geschikt voor 6 instrumenten, oudere generatie (S / Si)

EAN: 4002516854562 / Materiaalnummer: 12686280 /  
Oud Materiaalnummer: 69660002D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Module/houder voor robotische instrumenten	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van robotinstrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Capaciteit</b>	
Robotinstrumenten [aantal]	6
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	265
Buitenmaat, nettobreedte in mm	573
Buitenmaat, nettodiepte in mm	318
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	360
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	5,07
Brutogewicht in kg	5,63