

UGT F10

Voeten

voor de onderbouw UGT 44-60/85.



- Set bestaande uit 4 voeten
- Voor een vaste schroefkoppeling aan de sokkel

EAN: 4002516860365 / Materiaalnummer: 12687190 /
Oud Materiaalnummer: 69506102D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inbouw/sokkel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	83
Buitenmaat, nettobreedte in mm	45
Buitenmaat, nettodiepte in mm	45
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	185
Nettogewicht in kg	1,22
Brutogewicht in kg	6,40