

PG 8597

Dubbelreservoir-waterontharder

voor het continue gebruik van zacht water bij een hardheid tot 40° dH.



- Capaciteit: doorlopend 19 l/min, max. 30 l/min
- Vrijstaand apparaat met wieltjes, van boven te vullen
- 1 reservoir voor 20 kg zout, 2 reservoir voor 4,5 l hars
- Tweekamersysteem, stroomloos bestuurd op grond van belading
- Het apparaat beschikt over een wateraansluiting

EAN: 4002516860372 / Materiaalnummer: 12687200 /

Oud Materiaalnummer: 69859702D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380
Nettogewicht in kg	18,60
Brutogewicht in kg	19,00