

ADP 86

Module

met externe drukverhogingspomp voor drukloos gedemineraliseerd water.



- Voor compenseren van een te laagter plaatse te lage druk bij gedemineraliseerd water

EAN: 4002516873969 / Materiaalnummer: 12711800 /
Oud Materiaalnummer: 69224100D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•

Accessoires bij apparatuur

PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•

Productcategorie

Accessoires voor onderbouwapparaten	•
Overige accessoires	•

Producteigenschappen

Materiaal	Kunststof, Roestvrij staal
Kleur	Wit

Standaard elektrische aansluiting

Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,25

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	300
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	390
Nettogewicht in kg	7,38
Brutogewicht in kg	8,23