

APWD 217

Wagen

met 3 niveaus voor het reinigen en desinfecteren v. tandheelkundige instrumenten



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- De beladingswagen heeft 3 aansluitmogelijkheden voor de module APWD 646
- Voor maximaal 66 holle instrumenten en maximaal 160 instrumentensets

EAN: 4002516863069 / Materiaalnummer: 12718910 /
Oud Materiaalnummer: 69610800D

Productcategorisatie	
Grote thermodesinfectoren, dentaal	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	66
Spenen [aantal]	66
Holle instrumenten [aantal]	66