


APWD 646

Injectormodule

voor behandeling van tandheelkundige holle instrumenten in PWD 7121 en PWD 7122.



- Capaciteit: 22 tandheelkundige holle instrumenten
- Kan in beladingswagen APWD 217 worden gebruikt
- Alle gangbare tandadapters en accessoires kunnen worden gebruikt

EAN: 4002516863052 / Materiaalnummer: 12719050 /
Oud Materiaalnummer: 69631600D

Productcategorisatie

Grote thermodesinfectoren, dentaal

•

Accessoires bij apparatuur

PWD 7121

•

PWD 7122

•

Productcategorie

Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Gebruik van een centraalfilter mogelijk

•

Toepassing

Herverwerking van tandheelkundige instrumenten

•

Herverwerking van holle instrumenten

•

Capaciteit

Hand- en hoekstukken [aantal]

22

Spenen [aantal]

22

Holle instrumenten [aantal]

22

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

85

Buitenmaat, nettobreedte in mm

125

Buitenmaat, nettodiepte in mm

523

Buitenmaat, brutohoogte in mm

115

Buitenmaat, brutobreedte in mm

150

Buitenmaat, brutodiepte in mm

565

Nettogewicht in kg

1,26

Brutogewicht in kg

1,49