

APWD 332

Tray

plat, met 5 siliconen steuntjes.



- Grote perforatie en minimale spoelschaduw
- Ideale plaatsing en vastzetting van de instrumenten in de tray
- Comfortabel openen/sluiten met één hand
- Geschikt voor sterielgoedcontainer APWD 334
- Afmetingen: 273 x 176 x 30 mm

EAN: 4002516910022 / Materiaalnummer: 12752360 /

Oud Materiaalnummer: 69633200D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Grote thermodesinfectoren, dentaal	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Silicone
Kleur	Roestvast staal, Geel
Toepassing	
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Behandeling van instrumenten van dierenartsen	•
Behandeling van podologische instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	176
Buitenmaat, nettodiepte in mm	273