

## APWD 334 Steriele container



- Kiemdichte afsluiting van het deksel
- Deksel snel en zonder besmetting verwijderen bij steriel gebruik
- Filtersnelhouder om het permanente filter eenvoudig te vervangen
- Stapelbaar als er minder ruimte is
- Afmetingen: 312 x 190 x 46 mm

EAN: 4002516910039 / Materiaalnummer: 12752500 /  
Oud Materiaalnummer: 69633400D

### Productcategorisatie

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Thermodesinfectoren                           | • |
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Kleine sterilisatoren                         | • |

### Accessoires bij apparatuur

|             |   |
|-------------|---|
| PST 1710    | • |
| PST 1720    | • |
| PST 2210    | • |
| PST 2220    | • |
| PWD 8682    | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692    | • |

### Productcategorie

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Opberg-/transportsysteem | • |
|--------------------------|---|

### Producteigenschappen

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materiaal | Aluminium       |
| Kleur     | Roestvast staal |

### Toepassing

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Herverwerking van oogheeskundige instrumenten  | • |
| Herverwerking van KNO-instrumenten             | • |
| Herverwerking van tandheeskundige instrumenten | • |
| Behandeling van instrumenten van dierenartsen  | • |
| Behandeling van podologische instrumenten      | • |
| Herverwerking van OK-instrumenten              | • |
| Herverwerking van holle instrumenten           | • |

### Capaciteit

|                          |   |
|--------------------------|---|
| DIN-zeefschalen [aantal] | 1 |
|--------------------------|---|

### Afmetingen en gewicht

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 46  |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 190 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 312 |